



O MELHOR VESTIDO
É O SEU CORPO



PROSHOCKICE™



“É sem qualquer dúvida o tratamento mais eficaz para a celulite... Trata mesmo, não disfarça! Sente-se a diferença em relação aos outros métodos que conhecia! Recomendo a todas as mulheres!”

LILIANA CAMPOS



“Já experimentei muitas técnicas e produtos, quando ouvi falar da Proshockice pensei que seria ‘mais uma’... Mas não! Os resultados são de facto surpreendentes e imediatos! Finalmente existe solução para a celulite... Um corpo mais bonito é possível!”

ANDREIA RODRIGUES



CAROLINA TORRES



FILIPA VALENTE



FILIPA CASTRO



CATARINA MORAZZO



PROSHOCKICE™

A PROSHOCKICE™ é a união sinérgica de duas terapias de resultados e viabilidade cientificamente comprovados, o resultado de dois anos de investigação e estudo no campo da medicina estética com o objectivo de encontrar uma solução viável, não-invasiva, e acima de tudo **FINALMENTE EFICAZ** para o tratamento da Celulite de dentro para fora.

A PROSHOCKICE™ marca a diferença pois não se limita a atenuar a aparência inestética da celulite, não é mais um equipamento de modelação corporal estética, é um dispositivo médico para tratamento e completa eliminação do grande flagelo mundial que é a Celulite.





Tecnologia

Proshockice é um dispositivo não-invasivo para a redução de gordura localizada e células fibrosas. Utiliza uma tecnologia inovadora e patenteada denominada de “Ice-shock-lipolysisTM”. Este método incorpora uma combinação de duas tecnologias: ‘Ice-lipolysis’ que consiste num sistema de arrefecimento controlado capaz de eliminar as células adiposas em excesso sem danificar os tecidos circundantes e ‘shock-therapy’ que elimina efectivamente a celulite graças à sua capacidade de intervir favorecendo a circulação sanguínea.



SHOCK PROBE™



FREEZING PROBE™



Manípulos

O dispositivo está equipado com dois manípulos independentes:

A “Shock Probe™” emite Ondas Acústicas (Ondas de Choque) de acordo com parâmetros manipulados pelo operador (Potência | Frequência | Tempo) que trabalham na parte fibrosa da gordura e celulite localizadas promovendo a vasodilatação e a ruptura das fibras.



A “Freezing Probe™” proporciona um arrefecimento controlado exercendo um ligeiro vácuo que mantém o tecido aderente ao manípulo de acordo com os parâmetros seleccionados pelo operador (Temperatura – 5°C a -5°C | Tempo) para a eliminação dos adipocitos e consequente tratamento da gordura localizada conseguindo, também, um efeito de vasoconstrição.

A aplicação alternada dos dois manípulos proporciona uma ginástica vascular (Vasoconstrição / Vasodilatação) extremamente benéfica para a circulação sanguínea.





Sistema fotográfico para fotografias médicas standardizadas (Opcional)



Verifica-se uma redução centimétrica do panículo adiposo logo após a primeira sessão.



Resultados

Redução centimétrica do perímetro da area tratada logo após a primeira sessão (Até 10 cm). É imediatamente visível a melhoria da textura cutânea e redução da aparência “casca de laranja”.



All patents and copyrights are reserved to Promoitalia Group

Protocolos

Adiposidade: O tratamento deve ser efectuado com intervalos de 10 dias num total de 6 sessões. Cada sessão inicia com o tratamento de Criolipólise, seguido do tratamento com ondas de choque. A sonda gelada permite o congelamento das células adiposas ao atingir uma temperatura de -5°C que, para equilibrar a temperatura intracelular e extracelular, começam a libertar os depósitos de gordura nelas contidos e consequentemente é desencadeado o fenómeno de apoptose (morte celular programada). A aplicação das ondas acústicas imediatamente após, acelera o processo desencadeado pelo frio.

Esta terapia (Criolipólise) possui aprovação FDA por ser absolutamente inofensiva e em simultâneo extremamente eficaz permitindo a redução de centímetros desde a primeira sessão.

Celulite: O tratamento tem uma duração de 30 a 60 minutos durante os quais as duas tecnologias 'ice lipolysis' e 'shock therapy' são ritmicamente alternadas. A 'Freezing Probe' actua, neste caso, a uma temperatura entre os -1°C e os 2°C promovendo um efeito de vasoconstricção. Imediatamente após, a aplicação das ondas acústicas na mesma área, provoca um imediato efeito de vasodilatação. Esta repetida alternância de vasoconstricção e vasodilatação promove uma excelente ginástica vascular que reduz a estagnação presente na área afectada e restitui, progressivamente, a normalidade à circulação.

Vantagens

- **Procedimento não-invasivo:** O paciente pode retomar de imediato as suas actividades diárias, exercício físico e vida social.
- **Indolor:** O paciente não vivencia qualquer tipo de dor ou desconforto durante o procedimento.
- **Seguro:** O sistema de arrefecimento afecta apenas as células adiposas deixando o tecido circundante intacto.
- **Não requer Anestesia:** O procedimento pode ser facilmente efectuado no consultório médico.
- **Excelentes Resultados:** Uma completa redução do tecido adiposo é visível após apenas duas semanas bem como é evidente uma completa melhoria da cellulite.



Bibliografia

CRIOLIPÓLISE

Nelson AA, Wasserman D, Avram MM. Cryolipolysis for reduction of excess adipose tissue. *Semin Cutan Med Surg.* 2009 Dec; 28(4):244-9.

Klein KB, Zelickson B, Riopelle JG, Okamoto E, Bachelor EP, Harry RS, Preciado JA. Non-invasive cryolipolysis for subcutaneous fat reduction does not affect serum lipid levels or liver function tests. *Lasers Surg Med.* 2009 Dec; 41(10):785-90.

Manstein D, Laubach H, Watanabe K, Farinelli W, Zurakowski D, Anderson RR. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal. *Lasers Surg Med.* 2008 Nov;40(9):595-604.

Zelickson B, Egbert BM, Preciado J, Allison J, Springer K, Rhoades RW, Manstein D. Cryolipolysis for noninvasive fat cell destruction: initial results from a pig model. *Dermatol Surg.* 2009 Oct;35(10):1462-70. Epub 2009 Jul 13.

Avram MM, Harry RS. Cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction. *Lasers Surg Med.* 2009 Dec;41(10):703-8.

Bruce Jancin. Cryolipolysis on track to become first cool way to remove cellulite. *Skin & allergy news.*

ONDAS DE CHOQUE

Knobloch K, Joest B, Vogt PM. Cellulite and extracorporeal shockwave therapy (CelluShock-2009)-a randomized trial. *BMC Womens Health.* 2010 Oct 26; 10:29.

R. Meirer, F.S. Kamelger, H. Piza-Katzer. Shock wave therapy: an innovative treatment method for partial thickness burns. *Burns* 31(2005) 921-922.

Anna R. Ciampa, Alessandra Carcereri de Prati, Ernesto Amelio, Elisabetta Cavalieri, Tiziana Persichini, Marco Colasanti, Giovanni Musci, Ernst Marlinghaus, Hisanori Suzuki, Sofia Mariotto. Nitric oxide mediates anti-inflammatory action of extracorporeal shock waves. *FEBS Letters* 579 (2005) 6839-6845.

Elisa Tinazzi, Ernesto Amelio, Elettra Marangoni, Claudio Guerra, Antonio Puccetti, Orazio Michele Codella, Sara Simeoni, Elisabetta Cavalieri, Martina Montagnana, Roberto Adani, Roberto Corrocher, Claudio Lunardi. Effects of shock wave therapy in the skin of patient with progressive systemic sclerosis: a pilot study. *Rheumatol Int* DOI 10.1007/s00296-009-1339-z.

Ching-Jen Wang, Feng-Sheng Wang, Chung-Cheng Huang, Kuender D. Yang, Lin-Hsiu Weng and Hsuan-Ying Huang. Treatment for osteonecrosis of the femoral head: comparison of extracorporeal shock waves with core decompression and bone-grafting. *The journal of bone & joint surgery-JBJS.*

Sofia Mariotto, Elisabetta Cavalieri, Ernesto Amelio, Anna Rosa Ciampa, Alessandra Carcereri de Prati, Ernst Marlinghaus, Sergio Russo, Hisanori Suzuki. Extracorporeal shock waves: From lithotripsy to anti-inflammatory action by NO production. www.elsevier.com/locate/yniox.

Testemunhos

“Quando visitei a 1ª vez a Cfeelings, deixei de ter qq tipo de duvidas quanto à honestidade e profissionalismo. Além de muito sinceros, indicaram-me o tratamento mais adequado para o meu corpo e não se limitaram apenas a “vender”. Fiz o TWISTER para perder volume e segui correctamente todas as indicações que me foram dadas, ao final de uns dias tive resultados visíveis e muito satisfatórios. Depois fiz o PROSHOCKICE e o resultado não só é imediato como realmente espantoso.

É bom sabermos que se preocupam connosco e não sermos apenas mais um Negocio!

Obrigada Cfeelings”

MARIA JOSÉ - Cliente Show Room Cfeelings

“Experimentei o novo tratamento da Cfeelings, PROSHOCKICE, é uma terapia óptima e agradável... Deixei de ter problemas com celulite de vez!!! Celulite 0 :)! Recomendo!”

FILIPA DE CASTRO - Modelo



“Mais uma vez comprovei a veracidade deste tratamento:) Logo no primeiro proshockice a minha pele está mais lisa e com um aspecto maravilhoso:) muito obrigada a toda a equipa mais uma vez:) uniicos, uma simpatia extrema:) sinto me uma princesa:) obrigada”

RAFAELA MARIA - Cliente Show Room Cfeelings

“Já experimentei muitas técnicas e produtos, quando ouvi falar da Proshockice pensei que seria “mais uma”... Mas não! Os resultados são de facto surpreendentes e imediatos! Finalmente existe solução para a celulite... Um corpo mais bonito é Possível!”

ANDREIA RODRIGUES - Apresentadora de TV





CFEELINGS

Rua José Florindo, nº44, A/B, 2750-401 Cascais – PORTUGAL

Escritório | Showroom

Ph. +351 212 422 596

Mobile. +351 918 552 451

www.cfeelings.com

info@cfeelings.com